

# Pokyny k použití

## Aquano dezinfekční gel

2897-500-20

Dezinfekční gel Aquano je určený pro hygienickou dezinfekci rukou a ničí bakterie, kvasinky, plísně a viry, jako např. chřipka, HBV, HIV. Alkoholová a vodní receptura gelu obsahuje šetrné účinné látky, které chrání pokožku před vysušením, přičemž neobsahuje tuky (lipidy), konzervační látky, vonné látky a silikony. Receptura je dermatologicky testovaná a uvedená v seznamu DGHM/VAH.



**NORMFEST®**

Normfest, s.r.o.  
Pekařská 603/12  
155 00, Praha 5  
tel.: +420 257 013 280  
fax.: +420 257 013 281  
mail: info@normfest.cz  
www.normfest.cz  
www.normfest-shop.cz



**Použití:** Aplikujte na čistou a suchou pokožku, rovnoměrně rozetřete a vmasírujte asi 30 sekund, dokud nebude pokožka opět suchá.

Minimální trvanlivost: viz nátišk

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na [www.normfest.com](http://www.normfest.com)